

PLASTALGIN

ALGINATO PARA IMPRESSÃO

ALGINATO CLASSE A PARA MOLDAGENS PRECISAS

MOLDE PRECISO DE 20µm

FÓRMULA DUST FREE

MAIOR RESISTÊNCIA
AO RASGAMENTO

PRESA NORMAL



PACOTE
COM
454g

GRÁTIS MEDIDORES



@tdvdental

www.septodont.com.br





Plastalgin é um alginato altamente versátil, de simples manipulação e uso, garantindo impressões muito mais precisas, com uma excelente reprodução dos detalhes marginais. Além disso, Plastalgin foi projetado especificamente para reduzir a quantidade de partículas dispersas no ar e tornar a limpeza mais rápida e fácil, proporcionando um ambiente mais saudável para você e seus pacientes.

INDICAÇÃO

- Obtenção de moldes precisos para estudos clínicos e modelos de ortodontia;
- Confeção de modelos para protetores bucais, placas de clareamento e placas de bruxismo;
- Confeção de modelos de prótese parcial;
- Confeção de modelos de transferência;
- Restaurações provisórias.

CARACTERÍSTICAS

Naturalmente hidrofílico

Resistência ao rasgamento

Dust free

BENEFÍCIOS

Facilita a homogeneização e proporciona excelente umidificação dos tecidos orais

Pode ser vazado até 2x

Mistura rápida e fácil, sem a formação de bolhas de ar e com rápida absorção de água

PROPRIEDADES FÍSICAS

Tempo de mistura

Tempo de trabalho

Tempo de presa

Viscosidade

Reprodução dos detalhes

Deformação à compressão

Aroma

PLASTALGIN

45 segundos

90 segundos

55 segundos

38 mm

20 μ m

12.5%

Maçã verde

Há mais 80 anos dentistas de todo o mundo sabem que podem confiar na qualidade dos produtos Septodont e foi esta confiança que permitiu que nossa empresa se convertesse na líder mundial em Controle da Dor. Atualmente, nossa organização emprega mais de 1700 colaboradores. Possuímos seis unidades produtivas na França, América do Norte, Índia e duas unidades no Brasil, bem como uma rede de distribuição internacional destinada a satisfazer às necessidades de profissionais em mais de 150 países.

